



30.0 型カラー液晶モニター

CL-S600

設置マニュアル (システムメーカー用)

重要

この設置マニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全上の注意」を読んで正しくお使いください。
設置マニュアルはできる限り身近なところで大切に保管してください。

Model: CL-S600BN0JA

B5E-0278-10

もくじ

製品セキュリティに関して	3
付属品を確認してください	4
接続のしかた	5
モニターの角度調整	8
モニター情報を表示させる	9
1. 操作キーガイドについて	9
2. インフォメーション表示について	10
3. 現在の状態表示について	11
4. DICOM 適合性試験表示について	11
5. OSD 調整機能一覧	12
DICOM 適合性試験の実施方法	15
コンフィグレーションデータの切替方法	17
入力信号を切り替える	19
ダイナミックガンマ機能について	21
ピクセルエンハンサー機能について	23
オートテキストモード機能について	25
ターボルミナンス機能について	27
ダイナミックレンジエクステンション機能について	29
人感センサー機能について	31
テストパターンの表示方法	32
オートコンフィグセレクト機能について	34
USB ハブを使うときは	35
リーディングライトについて	37
工場出荷設定に戻す	39
スタンバイキーのロック機能	40
操作キーのロック機能	41
市販のアームを取り付けるときは	42
盗難防止セキュリティロックスロット	44
ヒューズの交換	45
ケーブルマネジメント	46
故障かな？と思ったら	47

製品セキュリティに関して


 注意	本製品は専用のマイコンシステムにより動作しています。 そのプログラムが消去・変更されると正常な表示ができなくなるおそれがあります。
 禁止	コンピュータから本製品を制御（設定変更、精度管理）する場合、本製品に接続している USB ケーブルを抜かないでください。
 注意	IT ネットワークへの接続に関して ・IT ネットワークへの接続には想定しないリスクが生じる可能性があります。 ・IT ネットワーク接続の変更には新たなリスクが生じる可能性があります。 ・変更には、構成の変更、機器の追加、機器の取り外し、機器の更新を含めます。 ・これらのリスクを特定し、リスクマネジメントをしてください。
 厳守	本製品をセキュアな状態でご使用いただくために、本製品と接続して使用するワークステーションにおいて、下記のセキュリティ対策を適用して使用してください。 ・アンチウィルス対策ソフトウェアのインストール ・ファイアウォールの有効化とポート制御

付属品を確認してください


梱包箱から製品を取り出し、以下のものがすべて入っていることを確認してください。
万一足りないものや破損しているものがあつた場合は、おそれいりますが、販売店にご連絡ください。

本製品に付属の電源コード以外は使用しないでください。


□ モニター本体




□ 電源コード (2.0 m)



□ DisplayPort ケーブル ×2
(DP-DP) (3.0 m)




□ 3P-2P 変換アダプタ



□ USB ケーブル (3.0 m)



□ 取扱説明書 ×1
設置マニュアル ×1



□ ユーティリティディスク *



* ユーティリティディスクについて

本製品には「ユーティリティディスク」(CD) が付属しています。このディスクには「QA Medivisor Agent LE」が収録されており、コンピュータにインストールすることで、キャリブレーションや各種テストパターン表示等の機能拡張が行えます。インストール方法、使用方法については、ディスク内の取扱説明書を参照してください。



包装ケースは、輸送などのために保存しておいてください。

接続のしかた

1 接続するコンピュータの電源をオフにします。

2 1 画面で表示する場合:

付属の DisplayPort ケーブルで、本製品の「DisplayPort_IN1」または「DisplayPort_IN2」ポートとコンピュータの DisplayPort 出力に接続します。

2 画面で表示する場合:

付属の DisplayPort ケーブル2本で、本製品の「DisplayPort_IN1」と「DisplayPort_IN2」ポートをそれぞれコンピュータの DisplayPort 出力に接続します。

注意 付属の DisplayPort ケーブルを使用してください。付属の DisplayPort ケーブル以外を使用した場合、画面がちらつくなど表示が不安定になることがあります。


3 コンピュータから本製品に対して操作（設定変更、精度管理）を行う場合には、付属の USB ケーブルを、本製品の「UP」ストリームポートとコンピュータ（または他の USB ハブ）の「DOWN」ストリームポートに接続します。

4 付属の電源コードを本製品の AC インレットとコンセントに接続します。

電源コンセントが 2P の場合は、「3P-2P 変換アダプタ」を使って接続してください。

注意 3P-2P 変換アダプタのアース線はコンセントのアース端子に確実に接続してください。

5 本製品の主電源をオンにして、コンピュータの電源をオンにします。




⚠ 注意

- ・ 医療用途でお使いの場合、本製品は、IEC 60601-1 認定機器に接続されることを意図しています。本製品が IEC 60601-1 認定機器へ接続されていない場合は、IEC 60601-1、IEC 60601-1-1 によるシステム評価が必要となります。
- ・ 付属の電源コード以外は使用しないでください。

● 1 台のコンピュータから 3 MP × 2 画面表示する場合の注意事項


- ・ 1 枚で 2 つ以上の信号が出力可能なグラフィックスカードを使用することを推奨します。
- ・ 異なるグラフィックスカードからの出力を接続すると、フレームスキップ * を起こすことがあります。
- ・ 関連する Medivisor ソフトウェアを使用する場合は、設定条件をご確認ください。(ソフトウェアの取扱説明書参照)



コンピュータ 1 台で
3 MP × 2 表示

● 2 台のコンピュータから 3 MP × 2 画面表示する場合の注意事項

- ・ この構成はあまり推奨できません。
- ・ フレームスキップ * を起こすことがあります。
- ・ この構成の時は関連する Medivisor ソフトウェアの適用範囲外となります。(ソフトウェアの取扱説明書参照)




コンピュータ 2 台で
3 MP × 2 表示

* フレームスキップ: カーソルやウィンドウの高速移動や動画表示で生じる左右画面の描画差

複数のモニターをデージーチェーン接続するときは


DisplayPort コネクタを下図のようにデージーチェーン接続します。

デージーチェーン接続が可能なモニターおよび推奨グラフィックスカードについては、当社の Web サイトをご確認ください。



モニターの角度調整

画面の角度は、左右にそれぞれ 45 度、下向きに 5 度、上向きに 20 度の調整ができます。
調整は下の図のように液晶モニターを両手で持ち、ゆっくり動かしてください。



注意


モニターの角度調整をするときはご注意ください。指をはさむおそれがあります。



モニター情報を表示させる

1. 操作キーガイドについて

デフォルト状態では「操作キーガイド」が表示されていませんが、操作キー A ～ D のいずれかをタッチすると「操作キーガイド①」が表示されます。このまま無操作の場合、15 秒後に操作キーガイドの表示は消えます。「MENU」キーをタッチすると OSD メニューが表示され、「操作キーガイド②」が表示されます。OSD メニュー表示が終了すると「操作キーガイド②」の表示も消えます。



「MENU」キーをタッチすると OSD メニューの 1/2 ページが表示されます。

▲ または ▼ キーでカーソルを移動させると、OSD メニューのページが切り替わります。

1/2 ページ表示 → 2/2 ページ表示

メニュー 1/2 ページ

MENU	1 / 2	6 MP
> INFORMATION		
CURRENT STATE		
DICOM CONFORMANCE TEST		
CONFIGURATION		
INPUT SOURCE		
DYNAMIC GAMMA		
PIXEL ENHANCER		
AUTO TEXT MODE		
TURBO LUMINANCE		
DYNAMIC RANGE EXTENSION		
HUMAN PRESENCE SENSOR		

メニュー 2/2 ページ

MENU	2 / 2	6 MP
> FUNCTION		
TEST PATTERN		
AUTO CONFIG SELECT		
USB POWER		
READING LIGHT		
FACTORY PRESET		

各項目の機能については「OSD 調整機能一覧」▶▶▶▶ P12 をご確認ください。

2. インフォメーション表示について

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド④」を表示させます。
- 2) 「**MENU**」キーをタッチします。
- 3) メニュー 1/2 ページから「**INFORMATION**」を選択し、「**OK**」キーをタッチします。
すると下図のような「インフォメーション 1/2 ページ」の OSD が表示されます。
▲ キーまたは ▼ キーをタッチすると OSD の「インフォメーション 1/2 ページ」と「インフォメーション 2/2 ページ」が切り替わります。

インフォメーション 1/2 ページ

INFORMATION		6MP
MODEL	: CL-S600	1 / 2
SERIAL	: *****	
VSPU	: Rev. 001.002	
MPU	: Rev. A	
ACT TIME	: 99999 H	
LAST CAL	: 99999 H	
D-GAMMA	: Enable	
P-ENHANCE	: Low	
AUTO-TEXT	: Enable	
TURBO-LUM	: Disable	

解像度
モデル名
製造番号
メンテナンス情報
モニターの累積稼働時間
キャリブレーションを行ってからの稼働経過時間
ダイナミックガンマ機能
ピクセルエンハンサー機能
オートテキストモード機能
ターボルuminance機能

インフォメーション 2/2 ページ

INFORMATION		6MP
D-RANGE-EX	: 08	2 / 2
H-SENSOR	: Enable	
T-PATTERN	: AAPM TG18-OIQ	
A-CONFIG	: Disable	
USB POWER	: Auto	
R-LIGHT	: 12	
FUNC-1	: TEST PATTERN	
FUNC-2	: READING LIGHT	
FUNC-3	: Disable	

ダイナミックレンジエクステンション機能
人感センサーモード
テストパターンの種類
オートコンフィグセレクト機能
USB 出力設定
リーディングライト
F1 (テストパターン)
F2 (リーディングライト)
F3

上図の場合、

ファンクション 1 (F1) キーは「テストパターン」表示のオン / オフ、
ファンクション 2 (F2) キーは「リーディングライト」のオン / オフ、
ファンクション 3 (F3) キーは何も割り当てていません。

3. 現在の状態表示について

- 1) 操作キー A～D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「MENU」キーをタッチします。
- 3) ▲ キーまたは ▼ キーでメニュー 1/2 ページから「CURRENT STATE」を選択し、「OK」キーをタッチします。
すると下図のような「現在の状態表示」の OSD が表示されます。

現在の輝度
現在の環境光 (周囲光)
現在の色
現在の入力信号
コンフィグレーション番号
キャリブレーション設定輝度
ガンマ設定
カラー設定

現在の状態表示

CURRENT STATE		6 MP
LUMINANCE	: 409%	
AMB LIGHT	: 300.3lx	
COLOR	: 6540K	
(x=0.312 y=0.330)		
INPUT	: DisplayPort1	
CALIBRATION SETTING		
CONFIG	: 1	
LUMINANCE	: 410% / 0.80%	
GAMMA	: DICOM GSDF	
COLOR	: 6500K	
(x=0.313 y=0.329)		

4. DICOM適合性試験表示について

- 1) 操作キー A～D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「MENU」キーをタッチします。
- 3) ▲ キーまたは ▼ キーでメニュー 1/2 ページから「DICOM CONFORMANCE TEST」を選択し、「OK」キーをタッチします。
すると下図のような「DICOM 適合性試験」の OSD が表示されます。

試験結果
最大偏差
輝度安定化状態
バックライト点灯時間

DICOM 適合性試験

DICOM CONFORMANCE TEST		6 MP
RESULT	: - - -	
MAX DEVIATION	: - - -	
LUMINANCE	: Stable	
ELAPSED TIME	: Over 240min	
START TESTING		
Yes		
>No		

5. OSD 調整機能一覧

OSD の階層と機能概要を示します。

MENU

—	INFORMATION	モニター情報表示 (モデル名、S/N 等)
—	CURRENT STATE	現在の状態表示
—	DICOM CONFORMANCE TEST	DICOM 適合試験
	└ START TESTING	
	└ Yes	DICOM 適合性試験を実施する
	└ CANCEL TESTING	DICOM 適合性試験の中止操作
	└ Yes	試験を中止する
	└ No	試験を続行する
	└ No	DICOM 試験を行わない
—	CONFIGURATION	
	└ Config 1 *	Configuration 1
	└ Config 2	Configuration 2
	└ Config 3	Configuration 3
	└ Config 4	Configuration 4
	└ Config 5	Configuration 5
—	INPUT SOURCE	
	└ DisplayPort 1 *	DisplayPort 1 入力
	└ DisplayPort 2	DisplayPort 2 入力
	└ DisplayPort 1+2	2 画面表示
—	DYNAMIC GAMMA	
	└ Disable *	無効
	└ Enable	有効
—	PIXEL ENHANCER	
	└ Disable *	無効
	└ Enable	有効
	└ PIXEL ENHANCER LEVEL	
	└ Low	効果小
	└ Middle	効果中
	└ High	効果大
—	AUTO TEXT MODE	
	└ Disable *	無効
	└ Enable	有効
—	TURBO LUMINANCE	
	└ Disable *	無効
	└ Enable	有効
—	DYNAMIC RANGE EXTENSION	
	└ Disable *	無効
	└ Enable	有効
	└ DYNAMIC RANGE EXTENSION LEVEL	レベル

HUMAN PRESENCE SENSOR	
Disable *	無効
Enable	有効
FUNCTION ※ 1	
FUNCTION1	F1 キーに割り振る機能設定
FUNCTION2	F2 キーに割り振る機能設定
FUNCTION3	F3 キーに割り振る機能設定
TEST PATTERN	
SMPTE pattern	SMPTE パターン
AAPM TG18-OIQ pattern *	AAPM TG18-OIQ パターン
AUTO CONFIG SELECT	
Disable *	無効
Enable	有効
USB POWER	
Auto *	USB upstream 接続時のみ USB 電源オン
Off	USB 電源オフ ※ 2
READING LIGHT	
Disable *	無効
Enable	有効
READING LIGHT LEVEL	調光
FACTORY PRESET	
Yes	FACTORY PRESET を実行する
No	FACTORY PRESET を実行しない

- スタンバイキーロック（スタンバイキーをタッチし続けることでスタンバイキーがロックされる）
- 操作キーロック（操作キーの B および C をタッチし続けることでスタンバイキー以外のキーがロックされる）

* 印の付いた項目が工場出荷設定されています。

※ 1 : FUNCTION キーに割り当てられる機能

- | | |
|------------------|---------------------------|
| • INPUT SOURCE | • TURBO LUMINANCE |
| • CONFIGURATION | • DYNAMIC RANGE EXTENSION |
| • DYNAMIC GAMMA | • TEST PATTERN |
| • PIXEL ENHANCER | • READING LIGHT |
| • AUTO TEXT MODE | |

※ 2 : USB POWER 設定と USB / DisplayPort 電源動作

OSD 設定	USB UP 接続あり			USB UP 接続なし		
USB POWER	モニター電源 ON	モニター電源 OFF	モニターパワーセーブ	モニター電源 ON	モニター電源 OFF	モニターパワーセーブ
AUTO	USB ハブ 電源 ON			USB ハブ 電源 OFF		
	DisplayPort 電源 ON					
OFF	USB ハブ 電源 ON	USB ハブ 電源 OFF		USB ハブ 電源 OFF		
	DisplayPort 電源 ON	DisplayPort 電源 OFF		DisplayPort 電源 ON	DisplayPort 電源 OFF	

DICOM 適合性試験の実施方法

注意

この機能は、本製品のガンマ特性が DICOM GSDF でキャリブレーションされているときのみ有効となります。DICOM 適合性試験を行うことにより、本製品が DICOM に適合しているかどうか表示特性を測定し、確認することができます。

DICOM 適合性試験は、モニターの電源を入れて液晶パネルのバックライトが点灯してから 60 分以上経過した輝度が安定した状態で行うことをお勧めします。60 分未満の場合は、モニターの輝度が安定した状態にならないため、測定誤差が大きくなる恐れがあります。

DICOM 適合性試験の実施手順

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「MENU」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 1/2 ページから「CURRENT STATE」を選択し、「OK」キーをタッチします。
- 4) ガンマ設定が「DICOM GSDF」になっていることを確認します。

現在の状態表示

CURRENT STATE		6MP
LUMINANCE	: 409%	
AMB LIGHT	: 300.3lx	
COLOR	: 6540K	
	(x=0.312 y=0.330)	
INPUT	: DisplayPort1	
CALIBRATION SETTING		
CONFIG	: 1	
LUMINANCE	: 410% / 0.80%	
GAMMA	: DICOM GSDF	
COLOR	: 6500K	
	(x=0.313 y=0.329)	

ガンマ設定

前回の試験結果を表示
(試験未実施の場合は
--- 表示となります。)

輝度安定化状態

Stable : 安定 (推奨)
Unstable : 不定

バックライト点灯時間

60 分以上 (推奨)
240 分以上の場合は
Over 240min と表示されます。

DICOM CONFORMANCE TEST		6MP
RESULT	: ---	
MAX DEVIATION	: ---	
LUMINANCE	: Stable	
ELAPSED TIME	: Over 240 min	
START TESTING		
	>Yes	
	No	

- 5) 「BACK」キーをタッチします。
- 6) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 1/2 ページから「DICOM CONFORMANCE TEST」を選択し、「OK」キーをタッチします。
次に「DICOM CONFORMANCE TEST」の OSD 表示から「START TESTING」の「Yes」を選択し、「OK」キーをタッチします。

※ ガンマ設定が「DICOM GSDF」になっていない場合、試験開始は表示されません。

DICOM 適合性試験

DICOM CONFORMANCE TEST		6 MP
RESULT	: ---	
MAX DEVIATION	: ---	
LUMINANCE	: Stable	
ELAPSED TIME	: Over 240 min	
START TESTING		
>Yes		
No		

試験開始

測定が完了するまで 1 分から 2 分程度かかります。

7) 試験結果の表示

測定が完了すると試験結果が表示されます。

試験結果

DICOM CONFORMANCE TEST		6 MP
RESULT	: ---	
MAX DEVIATION	: ---	
LUMINANCE	: Stable	
ELAPSED TIME	: Over 240 min	
START TESTING		
Yes		
>No		

試験結果

Passed: 最大偏差 $\leq 10\%$

Failed: 最大偏差 $> 10\%$

Canceled: キャンセルされた

Passed(!)、Failed(!)

推奨条件（バックライト点灯時間 60 分以上で輝度が安定）を満たしていなかった場合に (!) を表示します。

連続して 30 秒以内に試験を行う場合は、LUMINANCE が Unstable になり、RESULT は (!) 表示になります。

最大偏差

この結果は次回の試験またはキャリブレーションが行われるまで保持されます。

推奨条件での最大偏差が規格に適合しない場合は、外部輝度センサーを用いたキャリブレーションを行ってください。

OSD の未操作状態が約 15 秒続くと OSD 表示は自動的に消えます。

コンフィグレーションデータの切替方法

本製品は、キャリブレーション設定された画面状態（輝度・ガンマ・色温度）をコンフィグレーションデータとして最大 5 つまでモニターに保存することができます。コンフィグレーションデータの切り替えを行うには、OSD で CONFIGURATION を表示して切り替える必要があります。工場出荷状態ではあらかじめ下記 5 つが設定されており、デフォルトは出荷設定により異なります。コンフィグレーションデータの切り替えは、下記手順で行ってください。

コンフィグレーション 設定番号	輝度 (cd/m ²)		色温度	ガンマ	出荷設定
	最大	最小			
1	600	0.5	7500 K [※]	DICOM GSDF	国内、欧州、韓国
2	600	1	7500 K [※]	DICOM GSDF	北米
3	350	0.5	7500 K [※]	DICOM GSDF	－
4	410	0.5	7500 K [※]	DICOM GSDF	－
5	500	0.6	7500 K [※]	DICOM GSDF	－

※ : x0.299, y0.315

注意 工場出荷状態以外の任意の画面状態を設定したり、保存する場合は、オプションの「キャリブレーションキット」を必要とします。

設定方法1

OSD でコンフィグレーションデータを切り替えることができます。

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「**MENU**」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 1/2 ページから「**CONFIGURATION**」を選択し、「**OK**」キーをタッチします。
次に「CONFIGURATION」の OSD 表示から「**Config1**」、「**Config2**」、「**Config3**」、「**Config4**」、または「**Config5**」を選択し、「**OK**」キーをタッチします。

設定方法2

コンフィグレーションデータの切り替えを操作キーのファンクション（F1、F2、F3）に割り当て、キー操作で簡単に切り替えることができます。ここでは、「**F2**」キーに割り当てする方法を紹介します。

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「**MENU**」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 2/2 ページから「**FUNCTION**」を選択し、「**OK**」キーをタッチします。
次に「FUNCTION」の OSD 表示から「**FUNCTION2**」を選択し、「**OK**」キーをタッチします。
- 4) 「FUNCTION2」の OSD 表示から「**CONFIGURATION**」を選択し、「**OK**」キーをタッチします。
- 5) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。

- 6) 「F2」キーをタッチしてコンフィグレーション機能の OSD 表示から「Config1」、「Config2」、「Config3」、「Config4」、または「Config5」を切り替えます。
コンフィグレーションの設定状態は「CURRENT STATE」の「CALIBRATION SETTING」ステータスで確認することができます。

現在の状態表示

CURRENT STATE		6MP
LUMINANCE	: 409%	
AMB LIGHT	: 300.3lx	
COLOR	: 6540K	
	(x=0.312 y=0.330)	
INPUT	: DisplayPort1	
CALIBRATION SETTING		
CONFIG	: 1	
LUMINANCE	: 410% / 0.80%	
GAMMA	: DICOM GSDF	
COLOR	: 6500K	
	(x=0.313 y=0.329)	

コンフィグレーション番号

入力信号を切り替える

本製品の入力信号切替は、下記手順で行ってください。

設定方法1

OSD で入力信号を切り替えることができます。

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「MENU」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 1/2 ページから「INPUT SOURCE」を選択し、「OK」キーをタッチします。

次に「INPUT SOURCE」の OSD 表示から「DisplayPort 1」、「DisplayPort 2」または「DisplayPort 1+2」を選択し、「OK」キーをタッチします。

注意 入力信号が PC から 2 系統受信されていない場合は「INPUT SOURCE」を切り替えても表示は切り替わりません。

設定方法2

入力信号の切り替えを操作キーのファンクション (F1、F2、F3) に割り当て、キー操作で簡単に切り替えることができます。ここでは、「F1」キーに割り当てる方法をご紹介します。

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「MENU」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 2/2 ページから「FUNCTION」を選択し、「OK」キーをタッチします。
次に「FUNCTION」の OSD 表示から「FUNCTION1」を選択し、「OK」キーをタッチします。
- 4) 「FUNCTION1」の OSD 表示から「INPUT SOURCE」を選択し、「OK」キーをタッチします。
- 5) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 6) 「F1」キーをタッチして「INPUT SOURCE」の OSD 表示から「DisplayPort 1」、「DisplayPort 2」または「DisplayPort 1+2」に入力信号を切り替えます。
「INPUT SOURCE」の状態は「CURRENT STATE」のステータスで確認することができます。

現在の状態表示


CURRENT STATE		6 MP
LUMINANCE	: 409 %	
AMB LIGHT	: 300.3 lx	
COLOR	: 6540 K	
	(x=0.312 y=0.330)	
INPUT	: DisplayPort 1	
CALIBRATION SETTING		
CONFIG	: 1	
LUMINANCE	: 410 % / 0.80 %	
GAMMA	: DICOM GSDF	
COLOR	: 6500 K	
	(x=0.313 y=0.329)	

現在の入力信号

INPUT SOURCE のDisplayPort 1+2 を選択した場合の画面表示


下図は DisplayPort 1、DisplayPort 2 の両方の解像度を 3 MP (1640 × 2080) とした場合の例です。

INPUT SOURCE の DisplayPort 1+2 を選択した場合は、両方の入力画面が表示されます。



下図は DisplayPort 1 が解像度 6 MP (3280 × 2080)、DisplayPort 2 が解像度を 3 MP (1640 × 2080) とした場合の例です。

INPUT SOURCE の DisplayPort 1+2 を選択した場合は、液晶パネルの表示画素数を超えてしまい一度に両方の画面表示が行えないため、解像度の高い入力が優先されて DisplayPort 1 (解像度 6 MP (3280 × 2080)) のみが表示されます。



ダイナミックガンマ機能について

本製品は当社独自のダイナミックガンマ機能を搭載しています。この機能を有効にすると画面内に混在するモノクローム画像とカラー画像を自動的に識別して、それぞれに最適な階調での表示が可能になります。

本機能は予め「Disable（無効）」に設定されていますが、OSD 操作で「Enable（有効）」に設定変更することもできます。

注意 この機能は、本製品のガンマ特性が DICOM GSDF でキャリブレーションされているときのみ有効となります。本製品の不変性試験を実施する場合は、D-GAMMA の設定を「Disable（無効）」にした状態で行ってください。

設定方法1

OSD でダイナミックガンマ機能をオン / オフ（有効 / 無効）することができます。

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「MENU」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 1/2 ページから「**DYNAMIC GAMMA**」を選択し、「OK」キーをタッチします。
次に「DYNAMIC GAMMA」の OSD 表示から「**Disable（無効）**」または「**Enable（有効）**」を選択し、「OK」キーをタッチします。

設定方法2

ダイナミックガンマ機能を操作キーのファンクション（F1、F2、F3）に割り当て、キー操作で簡単にオン / オフ（有効 / 無効）することができます。ここでは、「F2」キーに割り当てる方法を紹介します。

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「MENU」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 2/2 ページから「**FUNCTION**」を選択し、「OK」キーをタッチします。
次に「FUNCTION」の OSD 表示から「**FUNCTION2**」を選択し、「OK」キーをタッチします。
- 4) 「FUNCTION2」の OSD 表示から「**DYNAMIC GAMMA**」を選択し、「OK」キーをタッチします。
- 5) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 6) 「F2」キーをタッチしてダイナミックガンマ機能のオン / オフ（有効 / 無効）を切り替えます。
ダイナミックガンマ機能のオン / オフ（有効 / 無効）状態は「インフォメーション 1/2 ページ」の「**D-GAMMA**」ステータスで確認することができます。

- **Enable** (有効)
- **Disable** (無効)

インフォメーション 1/2 ページ

ダイナミックガンマ機能

INFORMATION		6MP 1 / 2
MODEL	: CL-S600	
SERIAL	: *****	
VSPU	: Rev. 001.002	
MPU	: Rev. A	
ACT TIME	: 99999 H	
LAST CAL	: 99999 H	
D-GAMMA	: Enable	←
P-ENHANCE	: Low	
AUTO-TEXT	: Enable	
TURBO-LUM	: Disable	

注意 画像によっては明るさの変化を生じることがあります。

ピクセルエンハンサー機能について

本製品には、ピクセルエンハンサー機能を搭載しています。この機能を有効にすることでカラー画像の輪郭を明瞭にできます。

本機能は予め「Disable（無効）」に設定されていますが、OSD 操作で「Enable（有効）」に設定変更することもできます。



ピクセルエンハンサー機能が「Enable（有効）」の場合、画面上部に点滅で表示されます。

設定方法1

OSD でピクセルエンハンサー機能をオン / オフ（有効 / 無効）することができます。

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「MENU」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 1/2 ページから「PIXEL ENHANCER」を選択し、「OK」キーをタッチします。
次に「PIXEL ENHANCER」の OSD 表示から「Disable（無効）」または「Enable（有効）」を選択し、「OK」キーをタッチします。
- 4) 「Enable（有効）」を選択すると、「PIXEL ENHANCER LEVEL」の「Low（効果小）」、「Middle（効果中）」、「High（効果大）」が表示されます。▲ または ▼ キーをタッチして「Low」、「Middle」または「High」を選択し、「OK」キーをタッチします。

設定方法2

ピクセルエンハンサー機能を操作キーのファンクション（F1、F2、F3）に割り当て、キー操作で簡単にオン / オフ（有効 / 無効）することができます。ここでは、「F2」キーに割り当てる方法を紹介します。

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「MENU」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 2/2 ページから「FUNCTION」を選択し、「OK」キーをタッチします。
次に「FUNCTION」の OSD 表示から「FUNCTION2」を選択し、「OK」キーをタッチします。
- 4) 「FUNCTION2」の OSD 表示から「PIXEL ENHANCER」を選択し、「OK」キーをタッチします。
- 5) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 6) 「F2」キーをタッチしてピクセルエンハンサー機能のオン / オフ（有効 / 無効）を切り替えます。
ピクセルエンハンサー機能のオン / オフ（有効 / 無効）状態は「インフォメーション 1/2 ページ」の「P-ENHANCE」ステータスで確認することができます。
- 7) 「Low（効果小）」、「Middle（効果中）」、「High（効果大）」を切り替えるには設定方法 1 の 1) ～ 4) で行います。

- **Low** (効果小)
- **Middle** (効果中)
- **High** (効果大)
- **Disable** (無効)

インフォメーション 1/2 ページ


ピクセルエンハンサー機能

INFORMATION		1 / 2	6MP
MODEL	:	CL-S600	
SERIAL	:	*****	
VSPU	:	Rev. 001.002	
MPU	:	Rev. A	
ACT TIME	:	99999 H	
LAST CAL	:	99999 H	
D-GAMMA	:	Enable	
P-ENHANCE	:	Low	
AUTO-TEXT	:	Enable	
TURBO-LUM	:	Disable	

オートテキストモード機能について

本製品には、レポートや患者リストなどのテキスト（白）表示を自動的に検知し、その表示面積に応じて画面の輝度を抑えるオートテキストモード機能を搭載しています。これまで、高輝度に設定されている医用画像表示用モニターでのテキスト（白）表示は明るすぎて見づらくなっていましたが、本機能により画面の輝度を抑え、目のストレス（疲労）を軽減します。

本機能は予め「Disable（無効）」に設定されていますが、OSD 操作で「Enable（有効）」に設定変更することもできます。



オートテキストモード機能が「Enable（有効）」の場合、効果の度合いを示すインジケータが画面上部に点滅表示されます。
画面上のテキスト（白）表示面積に応じて画面の輝度が抑えられます。

設定方法1

OSD でオートテキストモード機能をオン / オフ（有効 / 無効）することができます。

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「MENU」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 1/2 ページから「**AUTO TEXT MODE**」を選択し、「OK」キーをタッチします。

次に「AUTO TEXT MODE」の OSD 表示から「**Disable（無効）**」または「**Enable（有効）**」を選択し、「OK」キーをタッチします。

設定方法 2

オートテキストモード機能を操作キーのファンクション (F1、F2、F3) に割り当て、キー操作で簡単にオン / オフ (有効 / 無効) することができます。ここでは、「F2」キーに割り当てる方法を紹介します。

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「MENU」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 2/2 ページから「FUNCTION」を選択し、「OK」キーをタッチします。

次に「FUNCTION」の OSD 表示から「FUNCTION2」を選択し、「OK」キーをタッチします。

- 4) 「FUNCTION2」の OSD 表示から「AUTO TEXT MODE」を選択し、「OK」キーをタッチします。
- 5) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。

- 6) 「F2」キーをタッチしてオートテキストモード機能を切り替えます。

オートテキストモード機能は「F2」キーをタッチすることでオン / オフ (有効 / 無効) にすることができます。

オートテキストモード機能のオン / オフ (有効 / 無効) 状態は「インフォメーション 1/2 ページ」の「AUTO-TEXT」ステータスで確認することができます。

- Enable (有効)
- Disable (無効)

インフォメーション 1/2 ページ

INFORMATION		1 / 2	6 MP
MODEL	:	CL-S600	
SERIAL	:	*****	
VSPU	:	Rev. 001.002	
MPU	:	Rev. A	
ACT TIME	:	99999 H	
LAST CAL	:	99999 H	
D-GAMMA	:	Enable	
P-ENHANCE	:	Low	
AUTO-TEXT	:	Enable	←
TURBO-LUM	:	Disable	

オートテキストモード機能

ターボルミネンス機能について

本製品には、ターボルミネンス機能を搭載しています。この機能を有効にすることで画面の明るさとコントラストを一時的に上げて画像診断を補助します。

本機能は予め「Disable（無効）」に設定されていますが、OSD 操作で「Enable（有効）」に設定変更することもできます。「Enable（有効）」に設定変更後、一定時間が経つと自動的に「Disable（無効）」になります。

注意 この機能は、本製品のガンマ特性が DICOM GSDF でキャリブレーションされているときのみ有効となります。



ターボルミネンス機能が「Enable（有効）」の場合、画面上部に点滅で表示されます。

設定方法 1

OSD でターボルミネンス機能をオン / オフ（有効 / 無効）することができます。

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「MENU」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 1/2 ページから「TURBO LUMINANCE」を選択し、「OK」キーをタッチします。
次に「TURBO LUMINANCE」の OSD 表示から「Disable（無効）」または「Enable（有効）」を選択し、「OK」キーをタッチします。

設定方法 2

ターボルミネンス機能を操作キーのファンクション（F1、F2、F3）に割り当て、キー操作で簡単にオン / オフ（有効 / 無効）することができます。ここでは、「F2」キーに割り当てる方法を紹介します。

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「MENU」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 2/2 ページから「FUNCTION」を選択し、「OK」キーをタッチします。
次に「FUNCTION」の OSD 表示から「FUNCTION2」を選択し、「OK」キーをタッチします。
- 4) 「FUNCTION2」の OSD 表示から「TURBO LUMINANCE」を選択し、「OK」キーをタッチします。
- 5) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 6) 「F2」キーをタッチしてターボルミネンス機能のオン / オフ（有効 / 無効）を切り替えます。
ターボルミネンス機能のオン / オフ（有効 / 無効）状態は「インフォメーション 1/2 ページ」の「TURBO-LUM」ステータスで確認することができます。

- **Enable** (有効)
- **Disable** (無効)

インフォメーション 1/2 ページ

ターボルミナンス機能

INFORMATION		1 / 2	6 MP
MODEL	:	CL-S600	
SERIAL	:	*****	
VSPU	:	Rev. 001.002	
MPU	:	Rev. A	
ACT TIME	:	99999 H	
LAST CAL	:	99999 H	
D-GAMMA	:	Enable	
P-ENHANCE	:	Low	
AUTO-TEXT	:	Enable	
TURBO-LUM	:	Disable	

ダイナミックレンジエクステンション機能について

本製品には、ダイナミックレンジエクステンション機能を搭載しています。この機能を有効にする
と特定の階調領域を拡張して透過性を高くできることで、重要な所見の確認が可能になります。

本機能は予め「Disable（無効）」に設定されていますが、OSD 操作で「Enable（有効）」に設定
変更することもできます。「Enable（有効）」に設定変更後、一定時間が経つと自動的に「Disable
（無効）」になります。

注意 この機能は画像観察補助機能として使用してください。



ダイナミックレンジエクステンション機能が「Enable（有効）」の場合、
画面上部に点滅で表示されます。

設定方法 1

OSD でダイナミックレンジエクステンション機能をオン / オフ（有効 / 無効）することができます。

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「MENU」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 1/2 ページから「**DYNAMIC RANGE EXTENSION**」
を選択し、「OK」キーをタッチします。
次に「DYNAMIC RANGE EXTENSION」の OSD 表示から「**Disable**（無効）または「**Enable**
（有効）」を選択し、「OK」キーをタッチします。
- 4) 「**Enable**（有効）」を選択すると、「**DYNAMIC RANGE EXTENSION LEVEL**」の 1 から 16
までの可変バーが表示されます。
+ または - キーをタッチしてレベルを調整します。

設定方法 2

ダイナミックレンジエクステンション機能を操作キーのファンクション（F1、F2、F3）に割り当て、
キー操作で簡単にオン / オフ（有効 / 無効）することができます。ここでは、「**F2**」キーに割り
当てる方法を紹介します。

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「MENU」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 2/2 ページから「**FUNCTION**」を選択し、「OK」キー
をタッチします。
次に「FUNCTION」の OSD 表示から「**FUNCTION2**」を選択し、「OK」キーをタッチします。
- 4) 「FUNCTION2」の OSD 表示から「**DYNAMIC RANGE EXTENSION**」を選択し、「OK」キー
をタッチします。
- 5) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。

- 6) 「F2」キーをタッチしてダイナミックレンジエクステンション機能のオン / オフ (有効 / 無効) を切り替えます。
- 7) レベルを切り替えるには設定方法 1 の 1) ～ 4) で行います。
ダイナミックレンジエクステンション機能のオン / オフ (有効 / 無効) 状態は「インフォメーション 2/2 ページ」の「D-RANGE-EX」ステータスで確認することができます。

- ・ 1 ～ 16 (有効)
- ・ Disable (無効)

インフォメーション 2/2 ページ

ダイナミックレンジ
エクステンション機能

INFORMATION2 / 2

D-RANGE-EX : 08

H-SENSOR : Enable

T-PATTERN : AAPM TG18-OIQ

A-CONFIG : Disable

USB POWER : Auto

R-LIGHT : 12

FUNC-1 : TEST PATTERN

FUNC-2 : READING LIGHT

FUNC-3 : Disable

人感センサー機能について

本製品には人感センサー機能が搭載されています。人の動きを検知し、離席時は自動でモニターをスタンバイ状態にします。これにより、消費電力カットを実現します。

本機能は予め「Disable（無効）」に設定されていますが、OSD 操作で「Enable（有効）」に設定変更することもできます。

設定方法

OSD で人感センサー機能をオン / オフ（有効 / 無効）することができます。

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「MENU」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 1/2 ページから「HUMAN PRESENCE SENSOR」を選択し、「OK」キーをタッチします。
次に「HUMAN PRESENCE SENSOR」の OSD 表示から「Disable（無効）」または「Enable（有効）」を選択し、「OK」キーをタッチします。
人感センサー機能のオン / オフ（有効 / 無効）状態は「インフォメーション 2/2 ページ」の「H-SENSOR」ステータスで確認することができます。

- Enable（有効）
- Disable（無効）

インフォメーション 2/2 ページ

INFORMATION		2 / 2	6MP
D-RANGE-EX	: 08		
H-SENSOR	: Enable	←	
T-PATTERN	: AAPM TG18-OIQ		
A-CONFIG	: Disable		
USB POWER	: Auto		
R-LIGHT	: 12		
FUNC-1	: TEST PATTERN		
FUNC-2	: READING LIGHT		
FUNC-3	: Disable		

人感センサー機能

テストパターンの表示方法


本製品前面のキー操作により、使用前の画質確認が行えるテストパターンが表示されます。

テストパターンの選択


- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド④」を表示させます。
- 2) 「MENU」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 2/2 ページから「TEST PATTERN」を選択し、「OK」キーをタッチします。
すると「TEST PATTERN」の OSD が表示されます。
「SMPTE pattern」または「AAPM TG18-OIQ pattern」から任意のテストパターンを選択して「OK」キーをタッチします。

出荷時に設定されているテストパターンは仕向先により異なります。

仕向け地域	テストパターン
北米	SMPTE パターン
その他の地域	AAPM TG18-OIQ パターン



SMPTE パターン



AAPM TG18-OIQ パターン

設定方法

テストパターンの表示を操作キーのファンクション (F1、F2、F3) に割り当てることができます。
ここでは、「F1」キーで表示のオン / オフができるように割り当てます。

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド④」を表示させます。
- 2) 「MENU」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 2/2 ページから「FUNCTION」を選択し、「OK」キーをタッチします。
次に「FUNCTION」の OSD 表示から「FUNCTION1」を選択し、「OK」キーをタッチします。
- 4) 「FUNCTION1」の OSD 表示から「TEST PATTERN」を選択し、「OK」キーをタッチします。

表示方法

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「F1」キーをタッチしてテストパターンを表示します。
テストパターンは、表示されてから 10 秒後に自動的に消えます。表示中に再度「F1」キーをタッチすることで、テストパターンを消すこともできます。

オートコンフィグセレクト機能について

本製品にはオートコンフィグセレクト機能を搭載しています。この機能を有効にすると対応ビューワーとの連携により、適切なコンフィグレーションに自動で切り替わります。

本機能は予め「Disable（無効）」に設定されていますが、OSD 操作で「Enable（有効）」に設定変更することもできます。

設定方法

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド④」を表示させます。
- 2) 「MENU」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 2/2 ページから「**AUTO CONFIG SELECT**」を選択し、「OK」キーをタッチします。

次に「AUTO CONFIG SELECT」の OSD 表示から「**Disable（無効）**」または「**Enable（有効）**」を選択し、「OK」キーをタッチします。

オートコンフィグセレクト機能のオン / オフ（有効 / 無効）状態は「インフォメーション 2/2 ページ」の「**A-CONFIG**」ステータスで確認することができます。

- ・ Enable（有効）
- ・ Disable（無効）

インフォメーション 2/2 ページ

オートコンフィグセレクト機能

INFORMATION		6 MP
		2 / 2
D-RANGE-EX :	08	
H-SENSOR :	Enable	
T-PATTERN :	AAPM TG18-OIQ	
A-CONFIG :	Disable	←
USB POWER :	Auto	
R-LIGHT :	12	
FUNC-1 :	TEST PATTERN	
FUNC-2 :	READING LIGHT	
FUNC-3 :	Disable	

USB ハブを使うときは

本製品は、USB 2.0 規格準拠のハブを搭載しています。付属の USB ケーブルを USB 対応のコンピュータ、または他の USB ハブに接続することで、本製品の USB ハブに USB 周辺機器を接続することができます。

USB ハブの電源供給 (USB POWER) は予め「Auto (オート)」に設定されていますが、OSD 操作で「Off (オフ)」に設定変更することもできます。

設定方法


OSD で USB ハブの電源供給 (USB POWER) をオン / オフ (有効 / 無効) することができます。

- 1) 操作キー A ~ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド④」を表示させます。
- 2) 「MENU」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 2/2 ページから「USB POWER」を選択し、「OK」キーをタッチします。

次に「USB POWER」の OSD 表示から「Auto (オート)」または「Off (オフ)」を選択し、「OK」キーをタッチします。

- ・ **Auto (オート)** : パソコンと接続したときにオンとして使える
- ・ **Off (オフ)** : USB 電源オフ (■■■▶ P13)

- 1 本製品とコンピュータを付属の DisplayPort ケーブルで接続し、コンピュータを起動します。
(■■■▶ P5)
- 2 付属の USB ケーブルを、本製品の「UP」ストリームポートとコンピュータ (または他の USB ハブ) の「DOWN」ストリームポートに接続します。
自動的に USB 機能がセットアップされます。



重要

USB ハブに接続するすべての USB 機器の動作を保証するものではありません。
ご使用のコンピュータ、OS および周辺機器によって、動作しない場合があります。

また、付属の USB ケーブルを使用して次のようなことができます。

- ・キャリブレーションを行う（オプションのキャリブレーションキットが必要です）
- ・複数台のモニターを連続でキャリブレーションする


● キャリブレーションを行う場合

上図のように付属の USB ケーブルを、本製品の「UP」ストリームポートとコンピュータの USB 「DOWN」 ストリームポートに接続します。（キャリブレーションの方法については、オプションのキャリブレーションキットの取扱説明書を参照してください。）

● 複数台のモニターを連続でキャリブレーションする場合

本製品を USB ケーブルでチェーン接続すると 6 台までの接続が可能です。

- 1** コンピュータの USB 「DOWN」 ストリームポートと 1 台目のモニターの USB 「UP」 ストリームポートを付属の USB ケーブルで接続します。
- 2** 1 台目の USB 「DOWN」 ストリームポートと 2 台目のモニターの USB 「UP」 ストリームポートを付属の USB ケーブルで接続します。
- 3** 以下同様に 2 台目と 3 台目、4 台目と 5 台目というように接続します。



リーディングライトについて

本製品は手元照明用のリーディングライトを搭載しています。マンモグラフィ診断が行われる読影室環境（20 ルクス以下）にて、手元書類やキーボードを照らす事で暗い環境での使用における目の負担を軽減する事が出来ます。

本機能は予め「Disable（無効）」に設定されていますが、OSD 操作で「Enable（有効）」に設定変更することもできます。

設定方法 1

OSD でリーディングライト機能をオン / オフ（有効 / 無効）することができます。

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「**MENU**」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 2/2 ページから「**READING LIGHT**」を選択し、「**OK**」キーをタッチします。
次に「READING LIGHT」の OSD 表示から「**Disable**（無効）」または「**Enable**（有効）」を選択し、「**OK**」キーをタッチします。
- 4) 「**Enable**（有効）」を選択すると、「**READING LIGHT LEVEL**」の 1 から 16 までの可変バーが表示されます。
+ または - キーをタッチして明るさを調整します。

設定方法 2

リーディングライト機能を操作キーのファンクション（F1、F2、F3）に割り当て、キー操作で簡単にオン / オフ（有効 / 無効）することができます。ここでは、「**F2**」キーに割り当てる方法を紹介します。

- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「**MENU**」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 2/2 ページから「**FUNCTION**」を選択し、「**OK**」キーをタッチします。
次に「FUNCTION」の OSD 表示から「**FUNCTION2**」を選択し、「**OK**」キーをタッチします。
- 4) 「FUNCTION2」の OSD 表示から「**READING LIGHT**」を選択し、「**OK**」キーをタッチします。
- 5) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 6) 「**F2**」キーをタッチしてリーディングライト機能のオン / オフ（有効 / 無効）を切り替えます。
- 7) 明るさを切り替えるには設定方法 1 の 1) ～ 4) で行います。
リーディングライト機能のオン / オフ（有効 / 無効）状態は「インフォメーション 2/2 ページ」の「**R-LIGHT**」ステータスで確認することができます。

- ・ 1 ～ 16 (有効)
- ・ Disable (無効)

インフォメーション 2/2 ページ

INFORMATION		6MP
		2 / 2
D-RANGE-EX :	08	
H-SENSOR :	Enable	
T-PATTERN :	AAPM TG18-OIQ	
A-CONFIG :	Disable	
USB POWER :	Auto	
R-LIGHT :	12	
FUNC-1 :	TEST PATTERN	
FUNC-2 :	READING LIGHT	
FUNC-3 :	Disable	

リーディングライト


工場出荷設定に戻す

本製品の状態を「工場出荷設定」に戻す場合は次のようにしてください。

実行方法


- 1) 操作キー A ～ D のいずれかをタッチして「操作キーガイド①」を表示させます。
- 2) 「MENU」キーをタッチします。
- 3) ▲ または ▼ キーをタッチしてメニュー 2/2 ページから「**FACTORY PRESET**」を選択し、「OK」キーを 2 秒以上タッチし続けます。
次に「FACTORY PRESET」の OSD 表示から「**Yes** (実行)」を選択し、「OK」キーを 2 秒以上タッチし続けます。

- **Yes** (実行)
- **No** (キャンセル)



スタンバイキーのロック機能


本製品には、スタンバイキーのロック機能があります。うっかりモニターの電源をオフしてしまうことがないように本製品前面のスタンバイキーをロックすることができます。




1) ロック方法

OSD が表示していない状態でスタンバイキーを 4 秒以上タッチし続けます。すると画面上にスタンバイキーの現在の状態が表示されます。「**STAND-BY KEY: Unlock**」の表示が出るので、スタンバイキーをさらに 4 秒以上タッチし続けると、スタンバイキーがロックされます。

スタンバイキー現在の状態




スタンバイキーのロック




2) 解除方法

OSD が表示していない状態でスタンバイキーを 4 秒以上タッチし続けます。すると画面上にスタンバイキーの現在の状態が表示されます。「**STAND-BY KEY: Lock**」の表示が出るので、スタンバイキーをさらに 4 秒以上タッチし続けると、スタンバイキーが解除されます。

スタンバイキー現在の状態




スタンバイキーのロック解除



操作キーのロック機能


本製品には、操作キーのロック機能があります。モニターの設定を変更できないように本製品前面の操作キー（スタンバイキーを除く）をロックすることができます。




1) ロック方法

OSD が表示していない状態で操作キーの B および C を 4 秒以上タッチし続けます。すると画面上に操作キーの現在の状態が表示されます。「**OPERATION KEY: Unlock**」の表示が出るので、操作キーの B および C をさらに 4 秒以上タッチし続けると、操作キーがロックされます。

操作キー現在の状態




操作キーのロック




2) 解除方法

OSD が表示していない状態で操作キーの B および C を 4 秒以上タッチし続けます。すると画面上に操作キーの現在の状態が表示されます。「**OPERATION KEY: Lock**」の表示が出るので、操作キーの B および C をさらに 4 秒以上タッチし続けると、操作キーが解除されます。

操作キー現在の状態



操作キーのロック解除




市販のアームを取り付けるときは

本製品はスタンドを取りはずすことにより、市販のアームを取り付けることが可能になります。本製品に取り付けるアームは次の点に注意してアームメーカーにご確認の上、お選びください。

- ・100 mm ピッチ取り付けに適合しているもの（右図参照）
- ・耐荷重がモニター本体（スタンドを取りはずしたもの）と接続されたケーブル等の総重量に耐えられるもの

注意 取りはずしたスタンドを再度取り付ける場合は、製品購入時に取り付けられていたネジをお使いください。



警告

取り付け部分の板金厚により必ず指定寸法のネジを使ってください。


ネジの寸法が長すぎる場合は、モニター内部部品を破損したり、ネジの寸法が短すぎる場合は、落下するおそれがあります。

取り付け部分の板金厚	指定ネジ寸法
3.5-4.5 mm	ISO M4 × 12
1.5-3.5 mm	ISO M4 × 10（添付品）
1.5 mm 以下	ISO M4 × 8

なお、スタンドの取りはずしやアーム取り付けはお客様の責任において行うものとし、万一事故が発生した場合、当社はその責を負いかねますのでご承知ください。

アームの取り付け方

- 1 液晶パネル面に傷がつかないように、安定した平らな面にクッション材または柔らかい布を敷きます。
- 2 その上に液晶パネル面を下にして本製品を置きます。
- 3 スタンドを取りはずします。（プラスドライバーで下図矢印 4 カ所のネジをはずします。）




4 液晶モニターをアームに取り付けます。(逆の手順で行います。)

注意 すでに固定されたアームに液晶モニターを取り付けるような場合は、はずれて落ちたり、倒れたりしてけがや故障の原因とならないように二人で取り付け作業をしてください。

盗難防止セキュリティロックスロット

本製品の背面カバーには、ACCO Brands 社の Kensington MicroSaver セキュリティロックシステムに対応したセキュリティロックスロットを搭載しています。

マイクロセイバーロックは、別途コンピュータ用品販売店などでお求めください。



* Kensington、MicroSaver は米国 ACCO Brands 社の登録商標です。

ヒューズの交換


ヒューズ付き AC インレットの注意

AC インレットにはヒューズが内蔵されています。

ヒューズを交換するときは、正当な定格のタイプのみを使用してヒューズカバーを取り付け直してください。


ヒューズの交換方法

マイナスドライバーでヒューズカバーを開き、ヒューズを交換します。



ケーブルマネジメント

ケーブルの接続時には、スタンドのケーブルホールを使用してまとめて配線してください。



故障かな?と思ったら

「故障かな?」という場合、修理を依頼される前に次の事項を確認してください。

症状	考えられる原因と対処方法
電源が入らない！ (LED インジケータが点灯しない)	・電源コードの接続を確認してください。(■■■▶ P5) ・メイン電源スイッチが入っているか確認してください。
画面が表示されない！	・信号ケーブルの接続を確認してください。(■■■▶ P5) ・コンピュータの電源が入っているか確認してください。 ・LED インジケータがオレンジ色になっている場合、コンピュータがパワーセービング(省電力)状態になっている可能性があります。キーボードのキーのどれかを押してみてください。 ・入力信号の周波数もしくは表示解像度が本製品の仕様に適合していない可能性があります。コンピュータの取扱説明書にしたがって、周波数または表示解像度を調整してください。 ・LED インジケータが赤色になっている場合は、メイン電源スイッチを OFF にしてから、もう一度 ON にしてください。症状が改善されない場合は、弊社サポートデスクへお問い合わせください。
画像が正しく表示されない！	入力信号の表示解像度が本製品の仕様に適合していない可能性があります。コンピュータの取扱説明書にしたがって、表示解像度を調整してください。
LED インジケータが 0.5 秒間隔でオレンジ点滅を繰り返す！	メイン電源スイッチを OFF してから、もう一度 ON にしてください。症状が改善されない場合は、弊社サポートデスクへお問い合わせください。
DisplayPort 入力で画像が正しく表示されない！	DisplayPort 入力は、グラフィックスカード、グラフィックスカードのドライバ、OS 等の組み合わせによりうまく表示されない場合があります。推奨のグラフィックスカードについてはお買い求めの販売店にご相談ください。
「Check the system settings.」という OSD が表示される！	DisplayPort 入力でノイズの影響等により色深度が 6 bpc になった時に表示されます。グラフィックスカードのドライバ設定で 6 bpc 以外の設定へ変更してください。

Memo

Memo

Memo

CL-S600 設置マニュアル

2023 年 3 月版

設置マニュアルに関するご注意

- ・本書の内容の一部又は全部を無断転記することは禁止されています。
- ・本書の内容について将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不明な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら販売店にご連絡ください。

株式会社 JVCケンウッド

〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

Printed in Japan

© 2021 JVCKENWOOD Corporation



B5E-0278-10 230301